

別表1：貸出（無料）医療機器

(令和5年4月～)

品目		型式	数	備考	
1	吸引器	ミニックDC-II (MWD2-1400)	3	1：吸引器 	2：吸引・吸入両用 
2	吸引・吸入両用器	セパDC-II (NSD2-1400)	1		
3	点滴スタンド	携帯用（折り畳んで収納）	2	携帯用（持ち運びに便利） 	グリップ付き・4輪 
		グリップ付き・キャスター4輪	3		
4	PCAポンプ	テルフュージョン 小型シリンジポンプ TE-361	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・薬液の微量持続注入</li> <li>・疼痛緩和療法に対応</li> <li>・本人・家族が薬液を追加投入できる。</li> <li>・充電式（24時間以上）</li> </ul>	
5	カフティポンプ	カフティポンプS	1	充電器付き（24時間以上） 時間当たりの設定流量で持続的注入。パックを吊り下げて移動しなくてよい。 ※指定のチューブセット （各医療機関で準備）	
6	輸液ポンプ	フローサイン2（自然落下式）	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設定した流量を正確に制御</li> <li>・小型軽量（290g）でコードレス</li> <li>電池寿命 300時間</li> <li>・安全・取り扱いが簡単</li> </ul>	
7	物忘れ相談プログラム	MSP-1100	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・症状の早期発見（アルツハイマー型）</li> <li>・タッチパネルで短時間（約5分）、高い信頼性</li> </ul> ※行政へも貸出可	
8	カフ圧計（気管内チューブインフレーター）	ハイ・ロー・ハンドカフ圧ゲージII	2	カフの拡張・収縮 カフ圧の制御	
9	携帯用血液ガス分析器	GASTAT-navi	1	別途：試薬 (センサーカード)あり	
10	ジェット式ネブライザー	Millicon Cube KN-80S	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空気圧を利用して吸入薬を細かい霧状にし、噴出する。</li> </ul>	

連絡先：遠賀中間医師会在宅総合支援センター

☎093-281-3100 FAX093-281-3101

URL：http://www.onnaka-med.or.jp/zaitaku/